

ST60/ST60N/ST70/SZM/SZMN 系列体视显微镜

ST60N型变档体视显微镜标准配置表

配置		型号: ST60N						
部件	规格	ST60N24+B4	ST60N24+SZMS	ST60N24+SZMST	ST60N13+B4	ST60N13+SZMST	ST60N13+SZMST	DVST60N+B4
高眼点大视场目镜	WF10X/20mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	WF10X/20mm, 带测微尺							
	WF15X/15mm							
	WF15X/15mm, 带测微尺							
	WF20X/10mm							
眼罩	WF20X/10mm, 带测微尺							
观察头	ST60N24, 双目	●	●	●				
	ST60N24TR, 三目				●	●	●	
	DVST60N,液晶屏观察头							●
辅助物镜	0.5X/165mm、0.75X/105mm、1.5X/45mm、2X/30mm							
标准调焦镜架	SZMA1		●	●		●	●	
	SZA1							
	SZMNA1	●			●			
	ST70A1							●
绑定调焦镜架	SZA2、SZA3(工业专用)							
底座	SZST1(自带调焦镜架)							
	SZST2(与SZA1配合使用)							
	SZMST1(与SZMA1配合使用)							
	B4(与SZMNA1配合使用)	●			●			●
	B5(可与所有调焦镜架相配)							
	B6(自带调焦镜架)							
	SZMST2(与SZMA1配合使用)		●			●		
	SZMST3(与SZMA1配合使用)			●			●	
	BL1(自带调焦镜架)							
	BL3(与ST70A1配合使用)							
	SZSTL1(与所有调焦镜架配合使用)							
	SZSTL2(与所有调焦镜架配合使用)							
	SZB1透射照明底座(与SZST1配合使用)							
变压器	SZT1							
反射照明器	ST70L1(LED)(只能用于BL1,BL3)							
	SZL1(12V15W)(与SZA1或ST70A1适配)							
	SZML1(12V15W)(与SZMA1适配)		●	●		●	●	
照明器托架	SZFH1/SZPD1							
暗场聚光镜	S/ST-DK							
环形灯	220V/110V,8W(单管、含光圈)							
	LED(亮度可调): 40颗(塑料壳)、54颗(塑料壳/铁壳)							
其他照明	冷光源: 环形光管、单光管、双形光管							
	光纤照明: 单光纤、双光纤、环形光纤、光纤聚光镜							
摄影摄像装置	0.35X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	0.5X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	0.65X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	1X摄像接筒、C型接口、可调焦							
附件	宝石夹S/ST-GC、A/D转换板S912、视频捕捉卡、图像处理软件SUNNY Photolib、旋转工作台SZMSGR、精密测量平台SZMSGM1(0-25mm/150x150mm)							

ST60/ST60N/ST70/SZM/SZMN 系列体视显微镜

ST70型变档体视显微镜标准配置表

配置		型号: ST70			
部件	规格	ST7013+B4	ST7013+BL3	ST7024+B4	ST7024+BL3
高眼点大视场目镜	WF10X/23mm	●●	●●	●●	●●
	WF10X/23mm, 带测微尺				
	WF10X/22mm				
	WF10X/22mm, 带测微尺				
	WF15X/16mm				
	WF15X/16mm, 带测微尺				
	WF20X/12mm				
眼罩	WF20X/12mm, 带测微尺				
观察头	ST7013, 双目	●	●		
	ST7013TR, 三目			●	●
辅助物镜	0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm				
标准调焦镜架	SZMA1				
	SZA1				
绑定调焦镜架	ST70A1	●	●	●	●
	SZA2、SZA3(工业专用)				
底座	SZST1(自带调焦镜架)				
	SZST2(与SZA1配合使用)				
	SZMST1(与SZMA1配合使用)				
	B4(与ST70A1配合使用)	●		●	
	B5(可与所有调焦镜架相配)				
	B6(自带调焦镜架)				
	SZST3(与SZA1配合使用)				
	SZMST2(与SZMA1配合使用)				
	SZMST3(与SZMA1配合使用)				
	BL1(自带调焦镜架)				
	BL3(与ST70A1配合使用)		●		●
	SZSTL1(与所有调焦镜架配合使用)				
	SZSTL2(与所有调焦镜架配合使用)				
SZB1透射照明底座(与SZST1配合使用)					
变压器	SZT1				
反射照明器	ST70L1(LED)(只能用于BL1,BL3)				
	SZL1(12V15W)(与SZA1或ST70A1适配)				
	SZML1(12V15W)(与SZMA1适配)				
照明器托架	SZFH1/SZPD1				
暗场聚光镜	S/ST-DK				
环形灯	220V/110V,8W(单管、含光圈)				
	LED(亮度可调): 40颗(塑料壳)、54颗(塑料壳/铁壳)				
其他照明	冷光源: 环形光管、单光管、双形光管				
	光纤照明: 单光纤、双光纤、环形光纤、光纤聚光镜				
摄影摄像装置	0.35X摄像接筒、C型接口、可调焦				
	0.5X摄像接筒、C型接口、可调焦				
	0.65X摄像接筒、C型接口、可调焦				
	1X摄像接筒、C型接口、可调焦				
防尘镜	SZDCL				
附件	宝石夹S/ST-GC、A/D转换板S912、视频捕捉卡、图像处理软件SUNNY Photolib、旋转工作台SZMSGR、精密测量平台SZMSGM1(0-25mm/150x150mm)				

ST60/ST60N/ST70/SZM/SZMN 系列体视显微镜

SZM型连续变倍体视显微镜标准配置表

配置		型号: SZM						
部件	规格	SZM7045+SZMST1	SZM7045+SZMST2	SZM7045+SZMST3	SZM7045TR+SZMST1	SZM7045TR+SZMST2	SZM7045TR+SZMST3	SZM7045V+SZMST2
高眼点大视场目镜	WF10X/20mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	WF10X/20mm, 带测微尺							
	WF15X/15mm							
	WF15X/15mm, 带测微尺							
	WF20X/10mm							
眼罩	WF20X/10mm, 带测微尺							
观察头	SZM7045双目	●	●	●				
	SZM-7045TR三目				●	●	●	
	SZM-7045V数码观察头							●
辅助物镜	0.5X/165mm、0.75X/105mm、1.5X/45mm、2X/30mm							
	SZMA1	●	●	●	●	●	●	●
标准调焦镜架	SZA1							
	ST70A1							
	SZA2、SZA3(工业专用)							
绑定调焦镜架	SZST1(自带调焦镜架)							
	SZST2(与SZA1配合使用)							
	SZMST1(与SZMA1配合使用)	●			●			
	B4(与ST70A1配合使用)							
	B5(可与所有调焦镜架相配)							
	B6(自带调焦镜架)							
	SZST3(与SZA1配合使用)							
	SZMST2(与SZMA1配合使用)		●			●		●
	SZMST3(与SZMA1配合使用)			●			●	
	BL1(自带调焦镜架)							
	BL3(与ST70A1配合使用)							
	SZSTL1(与所有调焦镜架配合使用)							
	SZSTL2(与所有调焦镜架配合使用)							
SZB1透射照明底座(与SZST1配合使用)								
变压器	SZT1							
反射照明器	ST70L1(LED)(只能用于BL1, BL3)							
	SZL1(12V15W)(与SZA1或ST70A1适配)							
	SZML1(12V15W)(与SZMA1适配)		●	●		●	●	●
照明器托架	SZFH1/SZPD1							
暗场聚光镜	S/ST-DK							
环形灯	220V/110V, 8W(单管、含光圈)							
	LED(亮度可调): 40颗(塑料壳)、54颗(塑料壳/铁壳)							
其他照明	冷光源: 环形光管、单光管、双形光管 光纤照明: 单光纤、双光纤、环形光纤、光纤聚光镜							
摄影摄像装置	0.35X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	0.5X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	0.65X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	1X摄像接筒、C型接口、可调焦							
A/D转换板	S912						●	
图像处理软件	Photolib						●	
附件	宝石夹S/ST-GC、视频捕捉卡、旋转工作台SZMSGR、精密测量平台SZMSGM1(0-25mm/150x150mm)							

ST60/ST60N/ST70/SZM/SZMN 系列体视显微镜

SZMN型连续变倍体视显微镜标准配置表

配置		型号: SZMN						
部件	规格	SZMN7045+B4	SZMN7045+SZMST	SZMN7045TR+B4	SZMN645+B4	SZMN645+SZMS	SZMN645TR+B4	DVSZMN645+B4
高眼点大视场目镜 (可选: 同规格 视度可调)	WF10X/20mm	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	WF10X/20mm, 带测微尺							
	WF15X/15mm							
	WF15X/15mm, 带测微尺							
	WF20X/10mm							
	WF20X/10mm, 带测微尺							
眼罩		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
观察头	SZMN7045, 双目	●	●					
	SZMN7045TR, 三目			●				
	SZMN645, 双目				●	●		
	SZMN645, 三目						●	
辅助物镜	DVSZMN645, 液晶屏观察头							●
辅助物镜	0.5X/165mm、0.75X/105mm、1.5X/45mm、2X/30mm							
	SZMA1		●			●	●	
标准调焦镜架	SZA1							
	SZMNA1	●		●	●			●
	SZA2、SZA3(工业专用)							
绑定调焦镜架	SZST1(自带调焦镜架)							
	SZST2(与SZA1配合使用)							
	SZMST1(与SZMA1配合使用)							
	B4(与SZMNA1配合使用)	●		●	●		●	●
	B5(可与所有调焦镜架相配)							
	B6(自带调焦镜架)							
	SZST3(与SZA1配合使用)							
	SZMST2(与SZMA1配合使用)		●			●		
	SZMST3(与SZMA1配合使用)							
	BL1(自带调焦镜架)							
	BL3(与ST70A1配合使用)							
	SZSTL1(与所有调焦镜架配合使用)							
	SZSTL2(与所有调焦镜架配合使用)							
SZB1透射照明底座(与SZST1配合使用)								
变压器	SZT1							
反射照明器	ST70L1(LED)(只能用于BL1, BL3)							
	SZL1(12V15W)(与SZA1或ST70A1适配)							
	SZML1(12V15W)(与SZMA1适配)		●			●		
照明器托架	SZFH1/SZPD1							
暗场聚光镜	S/ST-DK							
环形灯	220V/110V, 8W(单管、含光圈)							
	LED(亮度可调): 40颗(塑料壳)、54颗(塑料壳/铁壳)							
其他照明	冷光源: 环形光管、单光管、双形光管 光纤照明: 单光纤、双光纤、环形光纤、光纤聚光镜							
摄影摄像装置	0.35X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	0.5X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	0.65X摄像接筒、C型接口、可调焦							
	1X摄像接筒、C型接口、可调焦							
附件	宝石夹S/ST-GC、A/D转换板S912、视频捕捉卡、图像处理软件SUNNY Photolib、旋转工作台SZMSGR、精密测量平台SZMSGM1(0-25mm/150x150mm)、照明器托架SZFH1/SZPD1、暗场聚光灯S/ST-DK							